

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/cisnieniomierz-oro-n1basic-p-26786.html>



Ciśnieniomierz ORO-N1BASIC

Cena brutto	92,00 zł
Cena netto	85,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1HPORMCIORON1BAS
Kod producenta	Cisnieniomierz ORO-N1BASIC
Kod EAN	5907222589427

Opis produktu

Ciśnieniomierz elektroniczny naramienny ORO-N1 BASIC

- Metoda pomiaru: oscylometryczna
- Zakres pomiaru: ciśnienie: 0 ~ 300 mmHg, puls: 40 ~ 199 uderzeń / minutę
- Dokładność pomiaru: ciśnienie: 3 mmHg, puls: 5% Max.

Funkcja rozpoznawania arytmii serca

- Wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia wg. WHO (World Health Organization) Światowa organizacja zdrowia
- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- Pamięć: 120 pamięci dla 2 użytkowników lub 199 pamięci dla 1 użytkownika
- Wymiary urządzenia: dł x szer x w: 135 x 112 x 71 mm (5,31 x 4,41 x 2,79 cala)
- Masa jednostkowa: 499.4 5 g (18,24 0,17 oz) (w tym baterie)
- Rozmiar mankietu: 220 ~ 420 mm (8,66 ~ 16,54 cala)
- Warunki przechowywania / transportu: temperatura: -10 ~ 50 ° C (-14 ~ 131 ° F), wilgotność: 90% R.H.
- Środowisko pracy: temperatura: 10 ~ 40 ° C (50 ~ 104 ° F), wilgotność: 10% ~ 95% R.H.
- Zasilanie: cztery baterie alkaliczne AA (1,5 V) lub z zasilacza sieciowego DC6V **micro USB** (wymaga osobnego zakupu)
- Żywotność baterii: ok. 250 pomiarów
- Akcesoria: instrukcja obsługi, 4 baterie alkaliczne AA, mankiety
- Wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi normami: ISO, MDD, CE
- Oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się po 3 minutach
- Gwarancja: 24 miesiące

Akcesoria w zestawie:

Data i godzina pomiaru:

Dokładność pomiaru (ciśnienie):

Dokładność pomiaru (puls):

Funkcje specjalne:

Kolor (wyliczeniowy):

Mankiet:

Pamięć pomiarów:

Pomiar pulsu:

Pozostałe parametry:

Rozpoznanie arytmii serca:

Instrukcja obsługi 4 baterie alkaliczne AA Mankiet

Nie

3

5

Oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się po 3 minutach

Szary

220 - 420 mm

199

Tak

Wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia według WHO - (World Health Organization) Światowa Organizacja Zdrowia

Wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi normami: ISO, MDD, CE Żywotność baterii: ok. 250 pomiarów

Tak

Typ (AGD):
Waga:
Wymagania środowiskowe:

Wymiary:
Wyświetlacz:
Zakres pomiaru:
Zasilanie (lista):

Ciśnieniomierz naramienny
500
Warunki przechowywania/transportu: Temperatura: -10 ~ 50 °
C (-14 ~ 131 ° F) Wilgotność: 90% R.H. Środowisko pracy:
Temperatura: 10 ~ 40 ° C (50 ~ 104 ° F) Wilgotność: 10% ~
95% R.H.
135 x 112 x 71 mm
Ciekłokrystaliczny
Ciśnienie: 0 - 300 mmHg Puls: 40 - 199 uderzeń / minutę
Baterie/akumulatory AA