

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/pulsoksymetr-napalcowy-medyczny-pr-870-p-26857.html>

## Pulsoksymetr napalcowy medyczny PR-870

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>67,00 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>54,47 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>1HPPRXCIPROPR870</b>      |
| Kod producenta   | <b>PR-870</b>                |
| Kod EAN          | <b>5902211120360</b>         |

### Opis produktu

Większość osób o badaniu wysycenia krwi tlenem dowiaduje się dopiero wtedy, gdy pojawia się problem. W najczęstszym przypadku mowa o niewydolności krążenia lub zaburzeniu układu oddechowego. Najlepszym rozwiązaniem jest w porę wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu naszego organizmu - w tym pomoże nam Pulsoksymetr. Dzięki temu błyskawicznemu i bezinwazyjnemu badaniu, możemy ocenić i dowiedzieć się jak pracuje nasz układ krwionośny i oddechowy.

Pulsoksymetr napalcowy jest wykorzystywany do odczytu najważniejszych parametrów życiowych (u osób starszych, dorosłych a także u dzieci od 4 roku życia) takich jak tętno oraz wysycenie krwi tlenem (saturacja).

Zastosowanie pulsoksymetru: - przy kontroli tlenoterapii, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami oddychania - w zaawansowanych chorobach układu oddechowego - w zaostrzeniach astmy czy innych schorzeniach dróg oddechowych - w nagłych przypadkach, kiedy podejrzewamy, że u pacjenta występuje niedotlenienie organizmu: wypadki, poparzenia, zatrucia, wstrząs krwotoczny, amputacja kończyny, duży ubytek krwi, atak astmy, wstrząs anafilaktyczny - monitorowanie chorych z anemią - w medycynie sportowej w badaniach wydolnościowych u sportowców - podczas zabiegów operacyjnych przeprowadzanych, w znieczuleniu ogólnym oraz w okresie pooperacyjnym - u pacjentów w śpiączce klinicznej - w wybranych jednostkach chorobowych takich jak choroba wysokościowa oraz ksenonowa - do rozpoznania niewydolności oddechowej, wówczas kiedy u chorego nie występują specyficzne objawy kliniczne.

#### Akcesoria w zestawie:

#### Funkcje (pulsoksymetry):

Ilość trybów wyświetlania:

Pozostałe parametry wyświetlacza:

#### Rodzaj (pulsoksymetr):

Rozdzielczość:

Wymiary:

Zakres pomiaru saturacji:

Pulsoksymetr napalcowy medyczny pulsometr oksymetr  
Promedix PR-870 Smycz Instrukcja obsługi Oryginalne  
opakowanie

Automatyczne wyłączenie po wyciągnięciu palca

1

- Dokładność pomiaru: - Dokładność SpO2: 70%-100%: +/-2 cyfry; 0% - 69%: nieokreślony - Zakres wyświetlania SpO2: 30%-99% - Rozdzielczość SpO2: 1%. - Deklarowana dokładność PR: 25-250 bpm: +/-3 cyfry - Rozdzielczość PR: 1 bpm - Parametry otoczenia: - Temperatura: - Podczas pracy: +41-+104°F / +5°- +40°C - Przechowywanie/transport: -40-+140°F / -40° - +60°C - Wilgotność: - Podczas pracy: 10-95%, bez kondensacji - Przechowywanie/transport: 10-95%, bez kondensacji - Ciśnienie atmosferyczne: - Podczas pracy: 70-106 kpa - Przechowywanie/transport: 50-107.4 kpa - Wyświetlacz: - Typ wyświetlacza: 1.5"wyświetlacz LED, - Kolor wyświetlacza: czarny/biały - Wskazania na wyświetlaczu: SpO2%, Tętno, P1%, BarGraph, Bateria%  
napalcowy  
102 x 80  
Szer. x Wys. x Głęb.: 57 x 30 x 31 mm  
0 - 100%

---

Zakres pomiaru tętna:  
Zasilanie (lista):

30 - 250  
Baterie