

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/inhalator-mobilny-oro-mesh-p-26794.html>

Inhalator mobilny ORO-MESH

Cena brutto	165,00 zł
Cena netto	152,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1HPORMIN0OROMESH
Kod producenta	Inhalator Mobilny ORO-MESH
Kod EAN	5907222589441

Opis produktu

Przenośny inhalator membranowy OROMED model ORO-MESH

- Technologia membranowa.
- Bardzo cicha praca.
- Przenośne, bardzo lekkie urządzenie 98 gram (bez baterii).
- Duża objętość leku (maksymalnie ok. 8 ml)
- Niska szczątkowa objętość leku (min. 0,5 ml)
- Wielkość cząstek MMAD 1,53 m.
- Frakcja respirabilna (0,55 m) 95% 0,3%.
- Długi czas nebulizacji: około 30 minut.
- Szybkość nebulizacji >0,25 ml/min.
- Dzięki funkcji samooczyszczenia membrana nie zapycha się.
- Długie działanie urządzenia na bateriach (do 3 godzin przy ciągłym użyciu)
- Wykrywanie małej ilości leku lub jego braku.
- Zasilanie: 2 x bateria AA lub z zasilacza sieciowego (wymaga osobnego zakupu)

UWAGA !

W inhalatorze OROMED ORO-MESH można stosować tylko leki przeznaczone do inhalacji w inhalatorach ultradźwiękowych/siatkowych. Takie informacje znajdują się w ulotkach leków. Przed zastosowaniem należy się z nią zapoznać. Nie wolno stosować substancji o dużej gęstości (oleistych i produktów na bazie olejów oraz roztworów, które zawierają tłuste lub zawieszone cząstki). Nie należy stosować preparatu Nebu-dose hialuronid oraz Nebu-dose plus, ponieważ roztwory ten wykazuje optymalne działanie tylko przy użyciu inhalatorów pneumatyczno-tłokowych, w związku z czym mogą wystąpić problemy w przypadku stosowania z innym typem inhalatora.

- Załączone akcesoria: maska inhalacyjna dla dzieci, maska inhalacyjna dla dorosłych, ustnik, baterie, futerał.
- Gwarancja: 24 miesiące
- Wyrób medyczny.

Akcesoria w zestawie:

Baterie w zestawie:
Kolor (wyliczeniowy):
Nebulizacja:
Pozostałe parametry:

Produkt na baterie:
Typ (AGD):
Waga:

Maska inhalacyjna dla dzieci Maska inhalacyjna dla dorosłych
Ustnik Futerał

Tak
Błękitny
0.25

Objętość leku: maksymalnie ok. 8 ml Szczątkowa objętość leku: min. 0,5 ml Frakcja respirabilna (0,55 m) 95% 0,3% Czas nebulizacji: około 30 minut Szybkość nebulizacji >0,25 ml/min
Tak
Inhalator
98

Ważne:

Wskaźnik MMAD / MMD:

Produkt sprzedawany bez zasilacza, zasilacz należy kupić osobno.
1.53