

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/waga-lazienkowa-sc103-smart-czarna-p-26681.html>



Waga łazienkowa SC103 smart czarna

Cena brutto	91,00 zł
Cena netto	73,98 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1HPAMCWL00317047
Kod producenta	317047
Kod EAN	4770070881514

Opis produktu

Waga łazienkowa smart ACME SC103

- Waga smart z elektronicznym wyświetlaczem LED i synchronizacją danych z aplikacji na smartfonie.
- Pozwala w łatwy i wygodny sposób monitorować zmiany zachodzące w ciele dzięki treningowi i diecie.
- Czujniki masy ciała dzielą wagi na odpowiednie grupy: masę mięśniową, masę kostną, tłuszcz podskórny i trzewny (wisceralny) oraz wodę w organizmie.
- W ten sposób jest łatwiej ocenić, czego najbardziej brakuje w organizmie.
- Waga pozwala również na określenie wieku metabolicznego Twojego organizmu co pozwala sprawdzić, czy pokrywa się on z tym rzeczywistym.

Jakie dane (oprócz wagi ciała) dzięki możemy uzyskać?

- **% tkanki tłuszczowej** -> zakresy optymalne to 18%-25% dla kobiet i 15%-20% masy ciała dla mężczyzn
- **BMI Body Mass Index** (to ważny wskaźnik masy, uzależniony od wysokości, wieku, płci) -> zakres optymalny to 18,5 - 24,99
- **BMR Base Metabolic Rate** (dziennie zapotrzebowanie kalorii do podstawowego funkcjonowania organizmu)
- **FFBM Free-fat Body Mass** (masę ciała bez tłuszczu)
- **Poziom tłuszczu podskórnego**, jego nadmiar negatywnie wpływa na wygląd
- **Poziom tłuszczu trzewnego (wisceralnego)**, który otacza organy. Choć niewidoczny, jego nadmiar jest zaliczany do przyczyn wielu chorób np. cukrzycy typu 2 czy też sprzyja powstawaniu kamieni żółciowych
- **Wagę mięśni stabilizujących szkielet (SMM)**, ważnych dla poprawnej motoryki ciała
- **Całkowitą masę mięśniową**
- **% nawodnienia** zapobiegając złemu samopoczuciu z powodu odwodnienia -> prawidłowe zakresy to: 50%-55% masy ciała kobiety i 60%-65% masy ciała mężczyzny
- **Masę tkanki kostnej**, pozwalając wcześniej zauważyć niepokojące zmiany mogące świadczyć o problemach zdrowotnych
- **Poziom białka**
- **Wiek metaboliczny**, wynikający z kondycji organizmu, a nie z daty urodzeni

Akcesoria w zestawie:	2 baterie AAA
Dokładność pomiaru (waga):	0.01
Jednostki miar:	kg
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Obciążenie (maks.):	180
Podstawa antypoślizgowa:	Tak
Pomiar (wagi):	Tkanka mięśniowa
Pozostałe parametry:	Dokonyuje pomiaru wagi, % poziomu tkanki tłuszczowej, BMI (wskaźnik masy ciała), BMR (zapotrzebowanie kaloryczne), masy ciała bez tłuszczu, tłuszczu podskórnego i wisceralnego

Waga:
Wymiary:
Wymiary wyświetlacza:
Zasilanie (lista):

(trzewnego), wagi mięśni szkieletowych, całkowitej wagi mięśni, poziomu nawodnienia, masy kostnej, poziomu białka, wieku metabolicznego. Czytelny wyświetlacz LED Powierzchnia pokryta hartowanym szkłem Pomiar tkanki tłuszczowej w technologii BIA Łączność ze smartfonem poprzez Bluetooth 4.0 lub nowszy Zakres pomiarów 5-180 Kg. Aplikacja FeelFit na iOS 8.0 lub nowszy i Android 4.3 i nowszy. Możliwość definicji profili kilku osób. Pamięć wewnętrzna Zasilana 2 bateriami AAA . Wymiary: 260 x 260 x 25 mm Minimalistyczne, eleganckie wzornictwo
1.029
260 x 260 x 25 mm
30 x 50 mm
Baterie/akumulatory AAA